

## 型号规格

密封鞘						
规格尺寸	穿刺套管 工作长度L	规格代码	单只装	两只装	三只装	四只装
5mm	65	C	Φ5*65mm	C2/D2	F3/H3	D1F1H1J1
5mm	100	D	Φ5*100mm	E2/F2	D1F2/D1F1H1	D1F2H1
10mm	75	E	Φ10*75mm	G2/H2	D1H2/D1H1J1	D1F1H2
10mm	100	F	Φ10*100mm	D1F1/D1H1	F2H1/F1J1	D1F3
12mm	85	G	Φ12*85mm	D1J1/F1H1	F1H2/F1H1J1	D1F2J1
12mm	100	H	Φ12*100mm	F1J1/H1J1	H2D1/H2J1	D2F2
15mm	95	I	Φ15*95mm	I2K1		D2F1H1
15mm	100	J	Φ15*100mm			

注：组合装D1F1——D和F为规格代码，1为产品数量；即Φ5\*100mm1只+Φ10\*100mm1只

取物袋					
规格	规格代码	宽/mm	高/mm	厚度/mm	容量/ml
200ml	K	100	135	0.07	200

专利证书号：ZL 2020 2 1595687.5

专利名称：一种腔镜手术用带密封鞘的取物袋



# 腔镜手术用 带密封鞘取物袋



河北卫翦医疗科技有限公司

地址：石家庄市高新区太行南大街769号京石协作创新示范园内A11栋6层

电话：400-827-8828

邮箱：postmaster@weizhanyiliao.com

网址：www.weizhanyiliao.com

河北卫翦医疗科技有限公司

专注医卫 翦领医械

## 临床背景

近年来，具有创伤小、恢复快、治愈率高等优点的微创外科发展迅速，其中涉及许多病种和手术的腹腔镜手术作为微创外科的代表，在外科手术领域被广泛应用。腔镜手术过程中，标本的切除和取出较为困难，为遵循无瘤原则，医生在临床手术过程中需用取物袋，以减少潜在肿瘤组织播散的风险。

## 产品介绍

传统取物袋存在功能单一、操作不便等诸多难题，为满足临床手术需求，卫岭医疗通过整合微创外科临床专家资源，结合工业设计及精密制造，研发、生产了针对性产品“腔镜手术用带密封鞘取物袋”。

### 适用范围

本产品由密封鞘和取物袋组成，适用于供腹腔镜检查和手术过程中，对人体组织进行穿刺并建立腹腔通道、收集人体组织标本/异物并取出。



### 适用科室



### 产品特点

1

密封鞘“弹簧开关”为分体设计，方便医生打开密封鞘取出取物袋；

2

取物袋“U”型外观设计方便存放手术切除组织；取物袋“荷包锁扣”的开口设计防止组织脱漏造成二次污染；

3

腔镜手术用带密封鞘取物袋包装分单只装及组合套装（不同规格的），更加方便临床使用。

## 产品细节



透明无刀钝头设计  
安全性高、创伤小、愈合快



内鞘杆不锈钢材质  
提高精度，减少创伤面积  
外鞘管螺纹设计  
防止滑脱



可拆卸设计  
取物更方便  
一体化通用帽设计  
确保术中操作方便快捷



双层密封结构，成就卓越气密性



TPU材料袋体柔韧性好  
耐强力牵拉，收纳紧密

## 产品优势



### 性价比高

医保通用名为取物袋，组合提供，降低使用成本；  
提供单只装及组合套装，满足临床不同手术需求。



### 安全可靠

高强度TPU材料袋体，抗拉抗内爆破压，避免泄露风险；  
密封鞘尖端无刀、可视、双面分离器，可以在内镜下直视控制，术后发生穿孔孔疝的可能性减少。



### 气密性好

双层阀膜（花瓣膜加十字膜），气密性好，减少漏气带来手术视野暴漏问题；  
密封圈柔韧性好，阻力小，器械进出顺畅度高，防止气体泄露。



### 操作便利

袋体柔韧性好，无外力作用下易展开，取标本方便；  
可拆卸的一体化通用帽设计，方便不同尺寸的手术器械进出操作并取出较大标本。