

适用科室

APPLICABLE DEPARTMENTS

• 普外科

胆囊手术
肝脏手术
结直肠手术
胃部手术
TEP/TAPP疝修补术
结直肠癌根治术
脾切除术
阑尾切除术
乳腺手术
甲状腺手术

• 妇科

卵巢囊肿剥除术
子宫肌瘤切除术
宫外孕手术
子宫内膜异位症切除术
宫颈环扎术
经阴道骶骨固定术
子宫附件切除术
腹腔镜辅助经阴道子宫切除术

• 机器人外科手术

• 泌尿外科

肾切除手术
膀胱切除术
肾上腺肿瘤手术
肾囊肿去顶减压术
输尿管取石
前列腺癌根治术

• 胸外科

食管癌根治术
肺叶切除术
胸腺瘤切除术
纵膈肿瘤切除术

• 小儿外科

婴儿先天性胆道疾病
婴儿先天性肠道疾病
小儿阑尾炎急腹症
小儿肠套叠急腹症
发育不良肾切除术



一次性使用多通道单孔穿刺器

DISPOSABLE SINGLE-INCISION PORT



扫码了解更多

河北卫崭医疗科技有限公司
HEBEI WEIZHAN MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

- ④ 石家庄高新区太行南大街769号石家庄国际生物医药园A11栋6楼
- ④ 400-827-8828
- ④ www.weizhanyiliao.com

河北卫崭医疗科技有限公司
HEBEI WEIZHAN MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

临床应用
CLINICAL APPLICATION



注册证号:冀械注准 20232020463

适用范围:适用于腹腔镜手术,作为窥镜和器械进出切口的通道。

应用科室:胃肠外科、肝胆外科、甲乳外科、妇科、小儿外科、泌尿外科、胸外科、达芬奇机器人。

产品规格
PRODUCT SPECIFICATIONS

型号	款式	通道尺寸
WZDK I	旋盖款: 高台、低台两款可选	四通道:适用3mm-12mm器械进出
WZDK II	组合款	基础通道:5mm、10mm、12mm 双通道:5mm+5mm、5mm+10mm、5mm+12mm 三通道:5mm+10mm+12mm、5mm+5mm+10mm、 5mm+5mm+12mm 四通道:5mm+5mm+10mm+10mm、5mm+5mm+10mm+12mm、 5mm+5mm+12mm+12mm
WZDKIII	简易款	搭配定高、变高两种切口保护套,切口保护套通道尺寸从50mm-250mm

规格代码详情请咨询销售人员。

产品特点
PRODUCT CHARACTERISTICS



可360°旋转卡扣密封设计

- 通过可旋转这一功能,术中无需走位调整位置,提升术者的体验,缩短手术时间。



专用穿刺器套管,多通道设计

- 多通道设计,视野无阻,操作灵活,器械自由进出,适用3-15mm直径器械进出,给术者更多的选择。



高透柔性硅胶密封体

- 整合式密封系统,采用高透硅胶材质,方便观察,器械之间的吻合性更强,柔性硅胶材质方便器械摆动,利于手术操作。



变高/定高两种切口保护套

- 360°完美保护伤口及组织,出血少,恢复快,无痕手术优选;变高型高度可调,适应不同腹壁厚度的患者;定高型用于经阴和经肛等手术,方便不同平台操作。